

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parp10 Para Wb, Elisa - Q53GI7

Número de artículo: CM0016292



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PARP10 humano (ARTD10), validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios sobre reparación del daño del ADN, ADP-ribosilación y vías de señalización de GSK3B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PARP10 pAb de conejo
Observaciones/alias	ARTD10; PARP10
Especie	Humano
GeneID (humano)	84875
GeneID	84875
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de PARP10 humano (NP_116178.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q53GL7
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo