


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Parp3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6F1

Número de artículo: CM0030560



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PARP3 (ARTD3) para Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para el estudio de la reparación del ADN y la mono-ADP-ribosilación. Peso 60 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PARP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRT1; ARTD3; ADPRT3; ADPRTL2; ADPRTL3; PADPRT-3; PARP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10039
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 178-533 de PARP3 humano (NP_005476.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6F1
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo