

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pax3 Para Wb, Elisa - P23760

Número de artículo: CM0007575



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PAX3 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con PAX3 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción clave en el desarrollo de la cresta neural y la miogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo PAX3
Observaciones/Alias	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5077
GeneID	5077
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del PAX3 humano (NP_852122.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23760
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo