

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pax4 Para Wb, Elisa - 043316

Número de artículo: CM0026928

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PAX4 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con PAX4 humano y de ratón, un factor de transcripción crítico para el desarrollo de células beta pancreáticas. Ideal para investigación en diabetes y diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAX4 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	KPD; MODY9; PAX4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5078
GeneID	5078
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-200 de PAX4 humano (NP_006184.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43316
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo