

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Pbxip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Aq6

Número de artículo: CM0024970

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PBXIP1 (HPIP) humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA; detecta objetivos en humanos, ratones y ratas; proteína de 81 kDa; ideal para la investigación de la regulación transcripcional y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PBXIP1 Rabbit pAb (Anticuerpo policlonal de conejo)
Observaciones/Alias	HPIP; PBXIP1
Especie	Humano
ID de gen	57326 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de PBXIP1 humano (NP_065385.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96AQ6
Peso de la proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo