

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pcgf3 Para Wb Y Elisa - Q3Knv8

Número de artículo: CM0025988

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PCGF3 humano (RNF3A), una proteína del grupo polycomb involucrada en la represión génica y la modificación de histonas. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCGF3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RNF3; DONG1; RNF3A; PCGF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10336
GeneID	10336
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-242 de PCGF3 humano (NP_006306.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q3KNV8
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo