

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcnp Para Wb, Elisa - Q8Ww12

Número de artículo: CM0013258

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra la proteína nuclear humana PCNP, implicada en la regulación del ciclo celular. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-PCNP
Observaciones/Alias	PCNP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57092
GeneID	57092
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-178 de la PCNP humana (NP_065090.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8WW12
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo