

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pd-L1/Cd274 Para Fc, Elisa, Inhibición - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0003712



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PD-L1/CD274 (B7-H1) humano, validado para citometría de flujo, ELISA y ensayos de inhibición. Inmunógeno recombinante (aa 1-290), 33 kDa, para la investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PD-L1/CD274 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	B7-H, B7H1, PDL1, PD-L1, hPD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PD-L1/CD274
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29126
GeneID	29126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA, Inhibición
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo