

Pdc Pab De Conejo - P20941

Número de artículo: CM0017184

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra fosducina (PDC, por Phosducin) validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce la PDC humana, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-246 de la PDC humana. Ideal para investigación en transducción visual.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDC PAb de conejo
Observaciones/Alias	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5132
ID de gen	5132
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-246 de la PDC humana (NP_002588.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P20941
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo