

Anticuerpo Policlonal (Pab) De Conejo Contra Pdcd2L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brp1

Número de artículo: CM0029823

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDCD2L para la detección de PDCD2L en humanos, ratones y ratas. Adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Ideal para el estudio de la biogénesis de ribosomas y la función de chaperona de ensamblaje de uS5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra PDCD2L
Observaciones/Alias	PDCD2L
Especie	Humano
ID de gen	84306
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-358 de PDCD2L humano (NP_115722.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BRP1
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo