

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Pde11A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcr9

Número de artículo: CM0023679

### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PDE11A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la hidrólisis de cAMP/cGMP y la transducción de señales en muestras humanas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PDE11A pAb de Conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | PPNAD2; PDE11A                                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen (Humano)  | 50940                                                                                                                               |
| ID de Gen           | 50940                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 712-933 de PDE11A humana (NP_058649.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                         |
| SWISS               | Q9HCR9                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 105kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |