


Pde6G Conejo Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P18545

Número de artículo: CM0019535



Introducción

CamelBio suministra PDE6G Conejo pAb, un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta PDE6G humano, de ratón y de rata, la subunidad inhibidora de la fosfodiesterasa de cGMP de bastones implicada en la fototransducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDE6G Conejo pAb
Observaciones/Alias	PDEG; RP57; PDE6G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5148
GeneID	5148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-87 del PDE6G humano (NP_002593.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18545
Peso Proteico	10 kDa
Envío	Bolsa de hielo