

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pdha2 (Wb, If/Icc, Elisa) - P29803

Número de artículo: CM0027814

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al PDHA2 humano (subunidad alfa de piruvato deshidrogenasa específica de testículo, 43kDa, SWISS P29803). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el metabolismo mitocondrial y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDHA2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PDHAL; SPGF70; PDHA2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5161
ID de Gen	5161
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 119-388 del PDHA2 humano (NP_005381.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29803
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo