

Pab De Conejo Contra Pdhx Para Wb, Ip, Elisa - 000330

Número de artículo: CM0027208



Introducción

El pAb de conejo contra PDHX es un anticuerpo policlonal validado para WB, IP y ELISA. Detecta PDHX humano, de ratón y de rata, una proteína mitocondrial crucial para el ensamblaje del complejo de la piruvato deshidrogenasa y el metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra PDHX
Notas/Alias	E3BP; OPDX; PDX1; proX; DLDBP; PDHxD; PDHX
Especie	Humano
ID génico (Humano)	8050
ID génico	8050
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00330
Peso molecular	54kDa
Envío	Bolsa de hielo