

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pdk4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16654

Número de artículo: CM0028757



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PDK4 validado para Western blotting, IHC-P y ELISA. Detecta PDK4 humano, de ratón y de rata, una quinasa mitocondrial que regula el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDK4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PDK4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5166
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 312-411 del PDK4 humano (NP_002603.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16654
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo