

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdk4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q16654

Número de artículo: CM0016813



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PDK4 de alta calidad, validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con PDK4 humano, de ratón y de rata (46 kDa). Ideal para estudiar el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDK4 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PDK4
Especie	Humano
GeneID (humano)	5166
GeneID	5166
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 102-411 de PDK4 humano (NP_002603.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón y rata
SWISS	Q16654
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo