

Pdxk Mab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - 000764

Número de artículo: CM0011704



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PDXK validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón, rata. Ideal para estudiar el metabolismo de la vitamina B6, enzimas dependientes de PLP y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 6C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDXK Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124
Especie	Humano
GeneID (humano)	8566
GeneID	8566
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 213-312 del PDXK humano (NP_003672.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O00764
Peso proteico	27kDa/32kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo