

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd94 Pe Para Citometría De Flujo - O54707

Número de artículo: CM0009437

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD94 de ratón (Klrd1), validado para citometría de flujo. Objetivo: receptor inhibidor de células NK para investigación de puntos de control inmune e inmuno-oncología. Reacción cruzada con ratón. 21kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD94 mAb
Observaciones/Alias	CD94
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3824
GeneID	16643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-179 del CD94 de ratón (NP_034784.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O54707
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo