

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd15/Ssea-1 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P22083

Número de artículo: CM0004915

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE se dirige específicamente al CD15/SSEA-1 humano (FUT4), una glicosiltransferasa que genera el antígeno Lewis X. Ideal para la detección por citometría de flujo (FC). Acceso Swiss: P22083.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Ratón anti-Humano CD15/SSEA-1 mAb
Observaciones/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Especie	Humano
GeneID (humano)	2526
GeneID	2526
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P22083
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo