

Anticuerpo Monoclonal Pe Anti-Humano Cd171/L1Cam Para Citometría De Flujo - P32004

Número de artículo: CM0011359



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD171/L1CAM humano, validado para citometría de flujo. Apoya la investigación sobre adhesión de células neurales, desarrollo cerebral y trastornos neurológicos asociados a L1CAM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-humano CD171/L1CAM
Observaciones/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3897
GeneID	3897
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-1120 de CD171/L1CAM humano (NP_000416.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32004
Peso proteico	140kDa/139kDa
Envío	Bolsa de hielo