


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd209/Dc-Sign Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q9Nnx6

Número de artículo: CM0009717



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD209/DC-SIGN humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la función de las células dendríticas, el reconocimiento de patógenos y la respuesta inmunitaria en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Humano CD209/DC-SIGN mAb
Observaciones/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	30835
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-404 del CD209/DC-SIGN humano (NP_066978.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NNX6
Peso Proteico	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo