


Anticuerpo Monoclonal Pe Anti-Humano Cd22 Para Citometría De Flujo - P20273

Número de artículo: CM0004173



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD22 humano (Siglec-2), validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de células B, investigación en linfoma y estudios de señalización del receptor de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb PE de Conejo Anti-Humano CD22
Observaciones/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	933
GeneID	933
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20273
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo