

Anticuerpo Monoclonal Pe Anti-Cd27 Humano Para Citometría De Flujo - P26842

Número de artículo: CM0006181



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD27 humano, un receptor de punto de control inmunitario coestimulador presente en linfocitos T, linfocitos B y células NK. Validado para citometría de flujo para estudiar la activación de linfocitos T mediada por CD27 y la formación de memoria inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	AcM PE de conejo anti-CD27 humano
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPF52
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	939
ID del gen	939
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P26842
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo