

Anticuerpo Monoclonal Anti-Met/C-Met Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P08581

Número de artículo: CM0010444



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE se dirige al Met/c-Met humano, validado para citometría de flujo intracelular (FC). El inmunógeno recombinante (aa 25-932) asegura la especificidad, apoyando estudios en oncología, desarrollo y señalización de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano Met/c-Met mAb
Observaciones/Alias	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN897
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4233
ID de Gen	4233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-932 del Met/c-Met humano (NP_000236.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08581
Peso Proteico	156kDa
Envío	Bolsa de hielo