

Mab Anti-Cd11C De Ratón Conjugado Con Pe - Q9Qxh4

Número de artículo: CM0005831

Introducción

Anticuerpo monoclonal de hámster armenio conjugado con PE dirigido contra CD11c de ratón (Integrina alfa-X). Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo para estudiar respuestas inflamatorias, adhesión de monocitos y eritrofagocitosis en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD11c de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3687
GeneID	16411
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c de ratón
Fuente	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QXH4
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo