

Anticuerpo Monoclonal Pe Anti-Cd4 De Ratón Para Citometría De Flujo - P06332

Número de artículo: CM0009427

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE frente a CD4 de ratón (L3T4, Ly-4). Validado para citometría de flujo (CF). Adecuado para la identificación de linfocitos T cooperadores en estudios de inmunología murina, perfilado inmune y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-CD4 de ratón
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
GeneID	12504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 de CD4 de ratón (NP_038516.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo