

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd69 Conjugado A Pe Para Citometría De Flujo - P37217

Número de artículo: CM0008528

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado a PE, específico para CD69 de ratón (SWISS P37217). Validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación de células T y la homeostasis de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD69 mAb
Observaciones/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	969
ID de Gen	12515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 64-199 del CD69 de ratón (NP_001028294.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P37217
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo