

Anticuerpo Monoclonal Pe Anti-Tcr Γ/Δ De Ratón Para Citometría De Flujo - Tcrdelta

Número de artículo: CM0007817

Introducción

Anticuerpo monoclonal de hámster armenio conjugado con PE contra TCR γ/δ de ratón. Validado para citometría de flujo, adecuado para el estudio de poblaciones de células T γδ en la investigación del sistema inmunológico murino.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb PE anti-TCR γ/δ de ratón
Observaciones / Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Especie	Ratón
ID de gen	110066/110067
Inmunógeno	Proteína recombinante de TCR γ/δ de ratón
Fuente	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo