

Anticuerpo Monoclonal Pe Anti-Ratón/Humano Cd55 Para Citometría De Flujo - Q61475

Número de artículo: CM0009296

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD55 (DAF) de ratón/humano validado para citometría de flujo. Se dirige al factor de aceleración de la desintegración del complemento, una proteína anclada a GPI que inhibe las C3/C5 convertasas. Ideal para investigación en inmunooncología y complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Rabbit anti-Mouse/Human CD55 mAb
Observaciones/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1604
GeneID	13136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-361 de CD55/DAF de ratón (NP_034146.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q61475
Peso de la proteína	42KDa
Envío	Bolsa de hielo