


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe Anti-Vegfr-3/Flt-4 Para Citometría De Flujo - P35916

Número de artículo: CM0011762



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra VEGFR-3/FLT-4 humano. Inmunógeno recombinante (aa 25-776). Validado para detección por citometría de flujo en muestras humanas. Ideal para investigación sobre linfangiogenesis y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-humano VEGFR-3/FLT-4
Notas/Alias	PCL, CHTD7, FLT-4, FLT41, LMPH1A, LMPHM1, VEGFR3, VEGFR-3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2324
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-776 de VEGFR3/FLT4 humano (NP_002011.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P35916
Peso de la proteína	153 kDa
Envío	Bolsa de hielo