

Mab De Conejo Anti-Bcl6 Humano Pe-Cf594 - P41182

Número de artículo: CM0009765



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado dirigido contra BCL6 humano para citometría de flujo intracelular. Reconozca a BCL6, un represor transcripcional esencial para las reacciones del centro germinal, con aplicaciones en investigación de inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-BCL6 humano PE-CF594
Observaciones/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Especie	Humano
ID génico (Humano)	604
ID génico	604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-350 de BCL6 humano (NP_001124317.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo