


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd69 Humano/De Mono Pe-Cf594 Para Citometría De Flujo - Q07108

Número de artículo: CM0008663



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE-CF594 dirigido contra CD69 humano y de mono, validado para citometría de flujo. Detecta el antígeno de activación temprana en células T, células B y células NK; 23 kDa; presenta reactividad cruzada con macacos cynomolgus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD69 humano/de mono PE-CF594
Observaciones/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Especie	Humano
GeneID (humano)	969
GeneID	969
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-199 de CD69 humano (NP_001772.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, cynomolgus
SWISS	Q07108
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo