

Pe-Cf594 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Ratón Pdgfrα/Cd140A Para Fc - P16234

Número de artículo: CM0005042



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE-CF594 contra PDGFRα/CD140a humano y de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la señalización del receptor PDGF, la proliferación celular, el desarrollo embrionario y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE-CF594 Conejo anti-Humano/Ratón PDGFRα/CD140a mAb
Observaciones/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Especie	Humano/Ratón
ID de gen (Humano)	5156
ID de gen	5156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-524 de PDGFRα humano/ratón (NP_006197.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16234
Peso proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo