

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd22 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P35329

Número de artículo: CM0009149

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD22 de ratón conjugado con PE está diseñado para citometría de flujo. Se une al receptor de células B CD22 (Siglec-2) y facilita la identificación y el análisis funcional de las células B en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD22 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Especie	Ratón
GeneID (humano)	933
GeneID	12483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-151 de CD22 de ratón (NP_033975.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35329
Peso de la proteína	89 kDa/93 kDa/97 kDa
Envío	Bolsa de hielo