

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd11B Conjugado Con Pe Para Fc - P11215

Número de artículo: CM0004505



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE dirigido al CD11b humano (Integrina alfa-M, MAC-1) para citometría de flujo. Específico para CD11b humano, un receptor de adhesión de leucocitos de 127 kDa implicado en la inmunidad innata y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Ratón anti-Humano CD11b mAb
Observaciones/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3684
GeneID	3684
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del CD11b humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo