

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd11C Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P20702

Número de artículo: CM0003993



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE que se dirige específicamente al CD11c humano (Integrina alfa-X, ITGAX). Validado para citometría de flujo (FC) y con reactividad cruzada con muestras humanas. Útil para estudiar la adhesión de monocitos, quimiotaxis y eritrofagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Ratón anti-Humano CD11c mAb
Observaciones/Alias	CD11C; SLEB6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3687
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c humano.
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20702
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo