

Anticuerpo Monoclonal Pe De Ratón Anti-Cd15/Ssea-1 Humano Para Fc - P22083

Número de artículo: CM0012294

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE dirigido al epítipo humano CD15/SSEA-1 (FUT4), validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación en biología de leucocitos, caracterización de células madre y estudios de adhesión mediados por selectinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de ratón anti-CD15/SSEA-1 humano
Observaciones/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2526
GeneID	2526
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de CD15/SSEA-1 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P22083
Peso de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo