

## Anticuerpo Monoclonal Pe De Ratón Anti-Cd1A Humano Para Fc - P06126

Número de artículo: CM0005154



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE dirigido a la CD1a humana, una molécula presentadora de antígenos lipídicos, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación de células NKT y la función de las células dendríticas en cáncer y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb PE de ratón anti-CD1a humano                                     |
| Observaciones/Alias | R4; T6; CD1; FCB6; HTA1                                              |
| Especie             | Humano                                                               |
| ID del gen (Humano) | 909                                                                  |
| ID del gen          | 909                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintetizado derivado de la CD1a humana. |
| Origen              | Ratón                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                             |
| Aplicación          | FC                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano                                                               |
| SWISS               | P06126                                                               |
| Peso de la proteína | 37kDa                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                       |