

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd3 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0011580



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE que se dirige a la cadena épsilon de CD3 humana (UniProt: P07766). Adecuado para la detección de células T y fenotipado inmunológico basados en citometría de flujo. Este reactivo permite la identificación de linfocitos T en varios tipos de muestras. Reactividad de especies: Humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Ratón anti-Humano CD3 mAb
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
GenelD (Humano)	916
GenelD	916
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo