

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Pe Anti-Humano Cd42A Para Fc - P14770

Número de artículo: CM0010870



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE dirigido contra CD42a humano (GPIX). Para el análisis mediante citometría de flujo (FC) de la glicoproteína IX plaquetaria, una subunidad del receptor del factor de von Willebrand GPIb-V-IX. Validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón PE anti-humano CD42a
Observaciones/Alias	GPIX; CD42a
Especie	Humano
ID del gen	2815
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD42a humano.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
Número de acceso SWISS	P14770
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo