

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd45Ro Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P08575

Número de artículo: CM0012215



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE dirigido contra el CD45RO humano, una fosfatasa de proteína tirosina de tipo receptor C implicada en la activación de células T. Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC), reconoce el isoforme CD45RO humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Ratón Ratón anti-Humano CD45RO mAb
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo