

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd56 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P13591

Número de artículo: CM0011175



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE contra CD56 humano (NCAM1), validado para citometría de flujo (FC). Una herramienta confiable para el estudio de células asesinas naturales, adhesión neural y mecanismos de entrada viral. - P13591

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Ratón anti-Humano CD56 mAb
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
ID de Gen	4684
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintetizado derivado de CD56 humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Envío	Bolsa de hielo