

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd56/Ncam1 Humano De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P13591

Número de artículo: CM0004433



### Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD56/NCAM1 humano de ratón conjugado con PE para aplicaciones de citometría de flujo. Detecta la molécula de adhesión celular neural 1 (NCAM1) de 95 kDa, que está involucrada en la adhesión neuronal y la entrada viral. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Ac. monoclonal anti-CD56/NCAM1 humano de ratón conjugado con PE |
| Observaciones/Alias           | CD56; NCAM; MSK39                                               |
| Especie Reactiva              | Humano                                                          |
| ID del Gen                    | 4684                                                            |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante de CD56/NCAM humano.                      |
| Origen                        | Ratón                                                           |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                        |
| Aplicación                    | CF (Citometría de Flujo)                                        |
| Reactividad Cruzada           | Humano                                                          |
| SWISS                         | P13591                                                          |
| Peso Molecular de la Proteína | 95 kDa                                                          |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                  |