

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Pe Anti-Tcr Vδ2 Humano Para Fc - P04234

Número de artículo: CM0011013



Introducción

Optimizado para citometría de flujo, este anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE contra el TCR Vδ2 humano permite un análisis fiable de subpoblaciones de células T y ofrece una alta especificidad para muestras humanas en investigación inmunológica, siendo ideal para estudios de células T gamma/delta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón PE anti-TCR Vδ2 humano
Observaciones/Alias	TCRD; TRD@; TCRDV1
Especie	Humana
GeneID	6964
Inmunógeno	Proteína recombinante del TCR Vδ2 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P04234
Peso molecular de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo