


Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Igg De Conejo (Fc) Marcado Con Pe Para Citometría De Flujo - P01870

Número de artículo: CM0006472



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE dirigido contra la región Fc de la IgG de conejo. Diseñado para la detección de inmunoglobulinas de conejo mediante citometría de flujo en investigación inmunológica y ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de ratón anti-IgG de conejo (Fc) marcado con PE
Especie	Conejo
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-323 de la IgG de conejo (Fc) (P01870)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Conejo
SWISS	P01870
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo