

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-4-Hidroxy nonenal (4-Hne) Para Citometría De Flujo

Número de artículo: CM0000056

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a 4-Hidroxy nonenal (4-HNE), un marcador de peroxidación lipídica. Apto para citometría de flujo intracelular (CF). Reactividad independiente de la especie. Suministrado por CamelBio para el abastecimiento de materias primas de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-4-Hidroxy nonenal
Observaciones/Alias	4-HNE
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes al 4-Hidroxy nonenal.
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo