

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd25 De Pollo Para Fc - Q90Wj4

Número de artículo: CM0004552

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD25 de pollo (receptor alfa de IL-2), validado para citometría de flujo. Ideal para investigación en inmunología aviar, estudios de Treg e investigaciones sobre tolerancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD25 de pollo
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43; p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	3559
ID genético	395294
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-190 del CD25 de pollo (NP_989927.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Pollo
SWISS	Q90WJ4
Peso de proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo