

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd19 Canino - Cd19

Número de artículo: CM0008193

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE de alta calidad contra CD19 canino, validado específicamente para citometría de flujo. Adecuado para inmunofenotipado de células B y monitoreo inmune en modelos caninos. Optimizado para un rendimiento fiable en el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD19 canino
Especie	Perro
ID gen (Humano)	930
ID gen	607898
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-299 del CD19 canino (XP_013969991.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Perro
Envío	Bolsa de hielo