

Ac Mpe Conejo Anti-Enlazador G4S - Enlazador G4S

Número de artículo: CM0009696

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al péptido enlazador G4S. Validado para citometría de flujo (FC) con reactividad independiente de la especie, adecuado para detectar proteínas marcadas con G4S en investigación y diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mPE Conejo anti-Enlazador G4S
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintetizado derivado del Enlazador G4S)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo