

Fragmento Mab De Igg (Fc) De Cabra Pe Conejo Anti - Anticuerpo Para Citometría De Flujo

Número de artículo: CM0012484

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE específico para el fragmento IgG (Fc) de cabra. Diseñado para citometría de flujo, ofrece alta especificidad y reactividad cruzada mínima con otras especies. Ideal para la detección por inmunoensayo de anticuerpos de cabra.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fragmento mAb de IgG (Fc) de cabra PE conejo anti
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante del fragmento IgG (Fc) de cabra
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo